



هایساید کنترا



محلول ضد عفونی کننده آماده به مصرف مخصوص هندپیس، کنترا آنگل و توربین

هایساید کنترا یک محلول ضد عفونی کننده آماده به مصرف برای ضد عفونی دستی هندپیس ها، کنترا آنگل ها و توربین ها است. این محصول به واسطه فرمولاسیون سریع الاثر، اثر بخشی آنتی میکروبیال وسیع الطیف، پایداری مناسب و سازگاری با محیط زیست، بهترین انتخاب برای ضد عفونی این نوع از ابزارها بوده در صورتیکه مقاوم در برابر الکل باشند.

مزایای مصرف

- ضد عفونی کننده آماده به مصرف و سریع الاثر
- اثر بخشی آنتی میکروبیال وسیع الطیف
- فاقد آکدھید، فنول و کلر

مشخصات محصول

رنگ / شکل	محلول شفاف بی رنگ تا زرد کم رنگ
pH	۲/۵-۵/۵
بو	بوی الکی
طول عمر قفسه ای	۲۴ ماه



Special for
Infection Control
in Dental Settings

بسته بندی

۲ عدد در هر کارتن	حجم ۱۰ لیتری
۳ عدد در هر کارتن	حجم ۵ لیتری
۶ عدد در هر کارتن	حجم ۱ لیتری
۲۰ عدد در هر کارتن	حجم ۵۰۰ میلی لیتری
۳۰ عدد در هر کارتن	حجم ۲۵۰ میلی لیتری

ترکیبات

مقدار ترکیب (در هر ۱۰۰ گرم هایساید کنترال)
 • ۵۳/۷ گرم اتانول
 • ۱۹ گرم این-پروپانول

مواد جانبی

- بازدارنده خوردگی
- حلال کمکی
- اسانس
- آب دیونیزه

Hazard Rating

Ready-to-use	NFPA
Health	1
Flammability	3
Reactivity	1



هشدار

- دور از دسترس کودکان و افراد ناآگاه قرار گیرد.
- شدیداً قابل اشتعال؛ دور از حرارت، جرقه و جریان برق با ولتاژ بالا نگهداری شود.
- بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.



Certifications

- >> ISO 9001: 2015
- >> ISO 13485: 2016
- >> GMP
- >> FSC



Middle East Office
Behban Pharmed Lotus Co.
 Address: Unit 113, 12 Floor, Bldg. B, Kaveh Complex, Azadi Ave., Tehran, Iran
 Tel: (+9821) 66581294-5/66581269

info@hisept.com

World Locations: Düsseldorf, Kuala Lumpur, Istanbul, Tehran, Baghdad

طیف اثر میکروبی

منطبق با استانداردهای اروپایی

اثر بخشی علیه باکتری

According to EN 13727 (contact time: 1 minute)	Staphylococcus. aureus/ ATCC 6538 Escherichia. coli/ ATCC 10536 Pseudomonas. aeruginosa / ATCC 15442 Enterococcus. hirae/ ATCC 10541
According to EN 14561 (contact time: 5 minutes)	Staphylococcus. aureus/ ATCC 6538 Pseudomonas. aeruginosa / ATCC 15442 Enterococcus. hirae/ ATCC 10541

اثر بخشی علیه مخمر

According to EN 13624 (contact time: 1 minute)	Candida. albicans/ ATCC 10231
According to EN 14562 (contact time: 5 minutes)	Candida. albicans/ ATCC 10231

اثر بخشی علیه قارچ

According to EN 13624 (contact time: 5 minutes)	Aspergillus. niger/ ATCC 16404
According to EN 14652 (contact time: 5 minutes)	Aspergillus. niger/ ATCC 16404

اثر بخشی علیه ویروس

According to EN 14476 (contact time: 3 minutes)	Herpes simplex virus (HSV-1)
(contact time: 5 minutes)	Adenovirus type 5



روش مصرف

آداپتور را به ظرف محصول وصل کنید. آداپتور را به طور کامل به داخل محل اتصال پایین هندپیس یا توربین وارد نمایید. ظرف محصول را وارونه نگه دارید. تریگر را تا زمانی که مایع از سر ابزار خارج شود، فشار دهید. ۵ دقیقه صبر کنید سپس ظرف محصول را به صورت عمودی نگه دارید و ابزار را با یک پارچه یکبار مصرف بیوشانید. تریگر را چندبار فشار دهید تا محلول خارج شده و ابزار با باد خشک شوند. از پارچه یکبار مصرف برای تمیز کردن بخش های بیرونی هندپیس یا توربین استفاده نمایید.